



Инструкция по эксплуатации парафиновой ванночки PV – 400

Для профессионального и домашнего использования

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать ожогов, перед процедурой проверьте рабочую температуру парафина.

Общие сведения

Парафиновая ванночка для парафинотерапии рук и ног (рис.1). Максимальный объем ванночки 2 кг. Особенность ванночки в том, что можно поместить не только руку, но и ногу до 42 размера. Время плавления парафина до 2-х часов (в зависимости от количества парафина), имеет терморегулятор с поддержкой температуры.

Оснащена терморегулятором с разогревом и поддержкой тепла – это позволяет разогреть материал и поддерживать тепло той температуры, при которой можно проводить процедуру парафинотерапии.



рис.1

Модель	PV-400
Артикул	100479
Рабочее напряжение	220-240 В ~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность не более	150 Вт
Габариты Д/Ш/В	335/260/180 мм
Материал корпуса	Сверхпрочный пластик
Объем ванночки	До 2-х кг
Время разогрева парафина	До 2-х ч
Температура плавления	65 °С
Терморегулятор	Разогрев и поддержка тепла
Вес	1200 г

Метод использования:

1. Вставьте вилку в розетку;
2. Поместите парафин в парафиновую ванночку;
3. Установите аппарат на устойчивую поверхность, загрузите ванночку парафином до уровня «MIN» или «MAX» (рис.2);
4. Для разогрева установите регулятор температуры на режим «HI» (рис.3). Ванночка разогревается до ~ 65 °С, в зависимости от количества парафина;
5. Накройте аппарат крышкой и дождитесь полного расплавления парафина в течении 1,5 – 2 часов (в зависимости от количества парафина);
6. Для поддержания температуры в течение долгого времени, используйте регулятор «LO» (~ 45°С), перед процедурой следует разогреть на режиме «HI» (рис. 4);

Важно! Чем меньше парафина в ванночке, тем быстрее он разогревается и выше температура, перед процедурой протестируйте температуру материала на внутренней части запястья.



рис.2



рис.3



рис .4

Меры предосторожности:

1. Для уверенного и безопасного использования, полностью прочтите инструкцию по эксплуатации перед процедурой;
2. Хранить в прохладном, сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, близости нагреваемых элементов;
3. Не мочить, избегать попадания воды внутрь оборудования;
4. Беречь от детей;
5. Всегда отключайте кабель питания перед процедурой очистки;
6. НИКОГДА не перемещайте парафиновую ванночку с горячим парафином, когда она используется на максимальной температуре;
7. Никогда не включайте парафиновую ванночку, если в ней нет парафина.

Уход за парафиновой ванночкой

Если парафин попал на пластиковый корпус, его следует очистить как можно скорее. Парафиновая ванночка очищается с помощью специально разработанной жидкости для очистки от парафина (процедура очистки должна проводиться регулярно). Никогда не используйте медицинский спирт и другие растворители для очистки, поскольку они могут повредить пластиковый корпус и при последующем нагревании распространять токсичный запах. Особенно важно держать регулятор в чистоте (предотвратить попадание парафина).